



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n° **CE 0775200737 -00 - 01**

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 21 settembre 2021 ;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento (UE) 2016/425;

rilascia a:

DELTA MED S.p.A
Via Guido Rossa 20, 46019 Viadana MN

Il Certificato di Esame UE del Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

CAMICE di protezione da agenti chimici, antiblastici e infettivi

art. 40.D2034.00

Categoria: **III** (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto alla procedura di Valutazione della Conformità al Tipo prevista dall'Art. 19 c) del Regolamento (UE) 2016/425 (Modulo C2 o D)



Descrizione tipo base

art. 40.D2034.00

Camice di protezione con bordatura al collo, maniche a giro, polsino in maglina, chiusura posteriore per sovrapposizione, velcro al collo e cintura in vita, taglia XXL.

Confezionato con tessuto:

100% polipropilene+film di polipropilene, 53 g/m², art. Ultrabond A 0B5 053 7, bianco



Descrizione varianti

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| 40.D2030.00 | Come il modello base, taglia S |
| 40.D2031.00 | Come il modello base, taglia M |
| 40.D2032.00 | Come il modello base, taglia L |
| 40.D2033.00 | Come il modello base, taglia XL |

Gamma taglie

Dalla S alla XXL

Norme applicate

- | | |
|------------------------------|---|
| UNI EN ISO 13688:2013 | Indumenti di protezione - Requisiti generali |
| UNI EN 14605:2009 | Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo |
| UNI EN 13034:2009 | Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6]) |
| UNI EN 14126:2004 | Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi |



UNI EN 14325:2005

Indumenti di protezione contro prodotti chimici – Metodi di prova e classificazione della prestazione di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi, degli indumenti di protezione chimica.

Livelli di prestazione

UNI EN 14605	Tipo 4B	indumenti a tenuta di spruzzi
UNI EN 13034	Tipo 6B	Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
UNI EN 14126	Classe 6	Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
	Classe 6	Resistenza alla penetrazione di agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati
	Classe 3	Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate

Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 20RA05610, 20RA09377, 21RA10218, 21RA10219, 89415 Proqares, 89416 Proqares.

Marchatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità

- Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.


Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data emissione:
30 ottobre 2020

data rev.01 :
5 ottobre 2021

data di scadenza:
30 ottobre 2025



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini